


EXTRACTO DE HIPÓFISIS DE CARPA


FICHA TÉCNICA

INDUCTOR HORMONAL PARA REPRODUCCIÓN EN PECES

MATERIAL DE LABORATORIO

POLVO

COMPOSICIÓN	Cada gramo contiene: <ul style="list-style-type: none">• 950 mg de hipófisis de carpa• 50 mg de acetona
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	Reconstituir la hipófisis macerada en solución salina estéril (NaCl al 0.9%) a razón de 1 en 10.
DOSIS	Hembras: 3 - 5 mg/kg de peso corporal Machos: 1 - 2 mg/kg de peso corporal
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none">• Los peces deben estar en ayuno previo de 24 horas para reducir el riesgo de estrés durante el manejo.• Una vez aplicado el producto, se recomienda esperar al menos 48 horas antes de realizar manipulaciones adicionales o transferir los peces a sistemas de mayor estrés.• Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
PERIODO DE RESGUARDO	0 grados / día
ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Mantener el extracto de hipófisis de carpa en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar a temperatura menores a 28 °C.• Mantener el extracto reconstituido en condiciones estériles a una temperatura de 2 - 8 °C.
MARCA	 <p>DUCAMAR SPAIN Frozen Fish & Seafood Global Distribution</p>



ACUIVET



¡Contactanos!

(51) 921 573 297

(51) 967 401 671

ventas@acuivetsac.com

www.acuivetsac.com

Síguenos en:

